



Intérêt

Le « Scotch test anal » consiste à rechercher des œufs de parasites (le plus souvent d'oxyures) sur la marge anale en collant un morceau de ruban adhésif aux abords de l'anus.

Matériel



Matériel fourni par votre laboratoire :

- paire de gant à usage unique
- porte lame contenant 2 lames à identifier
- abaisse-langue

Prélèvement

Veillez respecter les recommandations suivantes afin d'assurer la qualité et la fiabilité des résultats

- ❖ Le prélèvement doit être effectué le matin **avant la toilette** et **avant d'aller à la selle**.
- ❖ Manipuler avec des **gants** (*les œufs sont infestants*).
- ❖ Placer un morceau de **scotch translucide** d'environ **7 cm** de long au bout d'un abaisse-langue, face **collante** vers **l'extérieur**.
- ❖ Ecarter les fesses du patient et placer le scotch sur l'anus. **Bien appuyer** sur la marge anale.



- ❖ Retirer le scotch de l'abaisse langue et **le coller sur une lame**
- ❖ Répéter le prélèvement **une 2^{ème} fois** avec un nouveau morceau de scotch et coller le sur la 2^{ème} lame fournie
- ❖ **Identifier les 2 lames** : nom et prénom .Utiliser un **crayon à papier** et écrire sur la partie rugueuse de la lame.
- ❖ Placer les 2 lames dans le **porte-lame**
- ❖ **Identifier** lisiblement le porte lame : nom et prénom et apporter-le au laboratoire accompagné de la prescription médicale.
- ❖ **Le prélèvement sera analysé par examen microscopique.**

